




Diana Baronin von Schaezler GmbH
Ihr Hygienespezialist

Technisches Datenblatt

Spendersystem zur Flächendesinfektion



Anwendung

Individuelle Befüllung mit Desinfektions- und Reinigungslösung.
Zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen Bereichen, in denen ein hohes Maß an Hygiene sowie Wirtschaftlichkeit und Leistungsnutzen vonnöten ist. Besonders auch für Bereiche zu empfehlen, die mehrmals täglich gereinigt werden, da eine schnelle Reinigung und Desinfektion möglich ist. Die Standzeit beim Befüllen mit Schaezler Careful Schnelldesinfektion beträgt einen Monat.
Die Füllmenge: ca. 1,5 Liter (bei Rollen mit 90 oder 150 Tüchern)

066 724 Spezialrolle (90 Tücher) 28 x 32 cm

066 823 Spezialrolle (150 Tücher) 18 x 36 cm

- Material: 1-lagiges, hochweißes Hochleistungs-Vliesstoffreinigungstuch aus 100% Textilfaser mit Netzstruktur (Viskose / Polyestermix)
Grammatur: 50g/m²
- Hochwertige Tuchqualität mit textilähnlichem Charakter, hohe Reißfestigkeit und gleichzeitig gute Saugfähigkeit
- Extrem nassfest und abriebfest, dennoch sehr weich. Somit schonend für die Oberflächen von Labor- und Praxisinterieur.
- Hohe Lösemittelbeständigkeit, einsatzfähig für alle Desinfektions- und Reinigungslösungen.
- Durch Lochstruktur sehr gute mechanische Reinigungsleistung.
- Das Tuch ist silikonfrei, lebensmittelecht und mehrfach wieder verwendbar (nicht bei Anwendung zur Desinfektion)